




# evanthia

---

ideal for *Reshaping*









Bioformula

# EVANTHIA ретикуляция с BDDE

## Обозначения

-  гиалуроновая кислота
-  ретикулирующий агент (BDDE)
-  химическая связь

БОЛЕЕ ДЛИННЫЕ СВЯЗИ



ВЫСОКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ

**IDEAL FOR**  
*Reshaping*

EVANTHIA - ФИЛЛЕР НА ОСНОВЕ BDDE

# безопасный рещейпинг без миграции

**Bioformula** - всемирно известная итальянская компания, отвечающая всем требованиям постоянно расширяющегося рынка. Препараты, созданные на производственных площадках Bioformula, проходят всю цепочку построения с нуля: от исследований и создания формул до разработки методов анализа; от целевых проектов до новых препаратов с использованием передовых технологий и обеспечения высочайших производственных стандартов.

Bioformula использует на своем производстве только высококачественное, чистое и сертифицированное сырье предприятий ЕС.

Благодаря высокому профессионализму, серьезному отношению к делу и гибкости, Bioformula завоевала высокое доверие профессионалов в области эстетической медицины.

**Высочайший стандарт безопасности** - остаточный BDDE не определяется в тестах. Уникальная система очистки от остаточного ретикулирующего агента сводит его присутствие в геле практически к нулю.

- Остаточный BDDE:  $\leq 0,05$  ppm (стандарт ЕС: 0,4–2 ppm)
- Содержание эндотоксинов:  $<0,5$  ЕС/мл

Достижение Bioformula - создание препаратов с колоссально низким уровнем BDDE (менее 0,05 частей на миллион).

1,4 бутандиол (BDDE):

- не мутагенный
- нетоксичный
- не канцерогенный
- не нейротоксичный.

При метаболизме превращается в янтарную кислоту, которая далее окисляется через цикл Кребса. Исследования показали, что 1,4 бутандиол не накапливается в организме, и очень быстро окисляется до углекислого газа.

**Максимальный эффект при рещейпинге** - степень ретикуляции гиалуроновой кислоты 100%. Высокая концентрация гиалуроновой кислоты в препаратах позволяет более эффективно заполнять и моделировать нужные зоны на длительный период.

**Невероятная пластичность и естественный объем**

Evanthia идеально противостоит сдвигу и силам сжатия - не мигрирует даже в мимически активных зонах.

Три вида геля с различной динамической вязкостью для любой зоны и морфотипа:

- Evanthia 15 Basic
- Evanthia 20 Medium
- Evanthia 25 Superio

Вязкость геля влияет на моделирование зоны, создавая как естественный объем, так и максимально выраженную поддержку и лифтинг тканей в течение достаточно длительного времени, без риска контурирования. Филлеры Evanthia отлично подходят для аугментации губ и коррекции поверхностных и средних морщин, а также для устранения кожных заломов. Evanthia - золотой стандарт контурной пластики губ в Европе.



ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ: ФОРМА И КОНТУР ГУБ



# evanthia



EVANTHIA - ФИЛЛЕР НА ОСНОВЕ ВDDE

# показания к применению



ЛУЧШИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ГУБ

## evanthia 15

мелкие периорбитальные морщины, кисетные морщины, коррекция носослезной борозды, «первая» контурная пластика губ, длительный эффект увлажнения губ



## evanthia 20

увеличение объема и воссоздание контура губ, заполнение средних морщин, в том числе носогубных и губоподбородочных складок, «морщин марионеток»

## evanthia 25



глубокие морщины, увеличение объема губ и воссоздание контура



ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ: ФОРМА И КОНТУР ГУБ

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 evanthia 15  
basic



Концентрация, мг/мл	15
Состав	Ретикулированная ГК (монофазная)
Ретикулирующий агент	BDDE
Процент перекрестных связей	100%
Молекулярный вес, KDa	2400 - 4000
Вязкость	90-120 Па*с
Способность к созданию объема	
Назначение	Первая контурная пластика губ, заполнение тонких и поверхностных морщин лица. Подходит для небольших периорбитальных морщин и для всех участков тонкой кожи с низким уровнем гиалуронидазы
Глубина инъекции	Поверхностная дерма 
Упаковка (блистер)	2 стеклянных шприца по 1 мл
Игла	4 x 30G - TSK
Ожидаемая продолжительность эффекта*	до 6 месяцев

\* Ожидаемая средняя продолжительность результатов зависит от различных факторов: типа кожи пациента (прежде всего от образа жизни пациента: солнечные ванны, тренажер, горячие бани, курение и т. д.), глубины морщин, от глубины введения и количества вводимого препарата.

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ЭНДОТОКСИНА В ПРЕДЕЛАХ, УКАЗАННЫХ ЕВРОПЕЙСКОЙ  
ФАРМАКОПЕЕЙ ( $\leq 0,5$  ЕС/мл)

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## evanthia 20 medium



Концентрация, мг/мл	20
Состав	Ретикулированная ГК (монофазная)
Ретикулирующий агент	BDDE
Процент поперечных связей	100%
Молекулярный вес, KDa	2400 - 4000
Вязкость	130-170 Па*с
Способность к созданию объема	
Назначение	Коррекция поверхностных и средних морщин , воссоздание объема и контура губ
Глубина инъекции	Средняя дерма 
Упаковка (блистер)	2 стеклянных шприца по 1 мл
Игла	4 x 27G 1/2" - TSK Extra Thin Wall
Ожидаемая продолжительность эффекта*	до 8 месяцев

\* Ожидаемая средняя продолжительность результатов зависит от различных факторов: типа кожи пациента (прежде всего от образа жизни пациента: солнечные ванны, тренажер, горячие бани, курение и т. д.) глубины морщин, от глубины введения и количества вводимого препарата.

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ЭНДОТОКСИНА В ПРЕДЕЛАХ, УКАЗАННЫХ ЕВРОПЕЙСКОЙ  
ФАРМАКОПЕЕЙ ( $\leq 0,5$  ЕС/мл)

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 evanthia 25  
superior

Концентрация, мг/мл	25
Состав	Ретикулированная ГК (монофазная)
Ретикулирующий агент	BDDE
Процент перекрестных связей	100%
Молекулярный вес, KDa	2400 - 4000
Вязкость	200-250 Па*с
Способность к созданию объема	
Назначение	Глубокие морщины и увеличение объема губ
Глубина инъекции	Глубокая дерма 
Упаковка (блистер)	2 стеклянных шприца по 1 мл
Игла	4 x 27G 1/2" - TSK Extra Thin Wall
Ожидаемая продолжительность эффекта*	до 10 месяцев

\* Ожидаемая средняя продолжительность результатов зависит от различных факторов: типа кожи пациента (прежде всего от образа жизни пациента: солнечные ванны, тренажер, горячие бани, курение и т. д.) глубины морщин, от глубины введения и количества вводимого препарата.

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ЭНДОТОКСИНА В ПРЕДЕЛАХ, УКАЗАННЫХ ЕВРОПЕЙСКОЙ  
ФАРМАКОПЕЕЙ ( $\leq 0,5$  ЕС/мл)



## экспертное мнение



### **Потрясающий эффект волюмизации**

«Я работал в качестве научного эксперта со многими известными инъекционными брендами ЕС. Крайне редко инъекционные импланты на основе ГК производятся на собственных производственных площадках, чаще всего это контрактное производство. Evanthia — собственный бренд Bioformula. Это линия филлеров с идеальными реологическими свойствами. Невероятно пластичная формула, никаких осложнений в виде отечности, миграции, фиброзирования. Три препарата в линейке — это точно выверенный вариант для любого морфотипа старения и высоких ожиданий пациентов по запросу „естественная коррекция и волюмизация“.

2 млн шприцев — никаких запротоколированных осложнений

### **Вольфганг Редка-Свобода**

пластический хирург, член Европейской академии эстетической хирургии и Международного союза обществ эстетической медицины (UIME)



## ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

MG MEDICAL AESTHETICS

115142, г. Москва, ул. Коломенская, д. 9, стр. 4, этаж 2, оф. 10

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ НАМ!

**MG MEDICAL AESTHETICS**

 [INFO@MGMEDICAL.RU](mailto:INFO@MGMEDICAL.RU)

 [MGMEDICAL.RU](http://MGMEDICAL.RU)

 +7 (495) 235-35-35